

Variotronic Mehrfach-Birntaster 1LT



Einsetzbar mit 28-pol. Zettler Stecker an Medifon und Li800, oder auch mit 6-pol. Zettler Stecker an Li800 (ohne Essensruf).

Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis

7 Days

★ ★ ★ ★ ★

[Anfragen](#)

Produkt-Beschreibung:

Universeller Handtaster für Patientenruf

Ersetzt abgekündigte Birntaster von Zettler Typ 110.051, 110.052, 002.310-3, 002.310-5 etc.

Geeignet für ZETTLER Rufanlagen Lichtruf 800 und Medifon in Verbindung mit passendem Anschlusskabel

Verfügbar in 3 Varianten:

- Einfacher Birntaster
- Mehrfach-Birntaster mit Ruftaste und 1 Lichttaste
- Mehrfach-Birntaster mit Ruftaste und 2 Lichttasten

Formschönes und ergonomisches Gehäuse für gute Handlichkeit

Spritzwassergeschütztes Gehäuse sorgt für längere Lebensdauer

Deckfolie mit farblich abgesetzten und fühlbaren Kurzhub-Tasten

Gute taktile Rückmeldung und international verständliche Piktogramme

Integriertes LED-Beruhigungslicht in Rot, hell leuchtend

Ruftaste und Lichttasten mit Findelicht für bessere Orientierung bei Dunkelheit (nur in Verbindung mit 15-pol. oder 28-pol. Anschluss)

Wandhalter für einfache Befestigung optional lieferbar


Das Anschlusskabel wird über die eingebaute Modular-Buchse (RJ45) an Birntaster angesteckt

Die modulare Steckverbindung verfügt über eine Snap-in Verriegelung und ist gegen versehentliches Lösen durch Patienten geschützt

Zum Lösen der Verriegelung wird ein dünner Stift (Ø 2mm max.) verwendet, passend für die Bohrung im Gehäuse

Anschlusskabel beidseitig konfektioniert mit Steckern in unterschiedlichen Ausführungen optional lieferbar

Technische Daten

Betrieb 24V DC
spannung
Stromaufnahme ca. 10 mA
Bedienung Druckbetätigung manuell
Schaltung Schießerschaltung
Anschluss RJ45 Buchse 8-polig
Abmessungen 140 x 50 x 21 (L x B x H) ohne Kabel
Farbe reinweiß, ähnlich RAL 9010
Material Gehäuse ABS Kunststoff
Gewicht ca. 55 g.
Datenblatt 

Produktseinheiten pro Packung: 1 Stück